



hm 750 WST

Workstation für die Sterilgutversorgung (ZSVA)

Workstation for the Sterile Supply (CSSD)

hawo

Workstation hm 750 WST

Workstation für die Sterilgutversorgung (ZSVA)

Mit der Workstation hm 750 WST bietet hawo einen mobilen Arbeitsplatz für die Sterilgutverpackung. Die Workstation besteht aus einem fahrbaren Grundelement, Folienrollenhalter mit integrierter Abschneidevorrichtung, Ablagekörben, Konsolen für Sterilgutbeutel und -behälter sowie einem großzügigen Arbeitstisch.

Workstation for the Sterile Supply (CSSD)

The hm 750 WST from hawo is a mobile Workstation for the packaging of sterilized goods. The Workstation comprises a mobile basic element, a film roll holder with integrated cutting device, baskets, holder for sterilized goods containers and packets as well as a large work table.

Workstation hm 750 WST*

bestehend aus / consists of		Anzahl / Items	Abmessung (B x T x H) / Dimensions (w x d x h)
Tisch fahrbar / Mobile table	hm 750 TF	1	1200 x 800 x 900 mm (47.2 x 31.5 x 35.4 in)
Folienrollenhalter mit Abschneidevorrichtung / Roll holder with cutting device	hm 750 RS	1	860 x 300 x 870 mm (33.9 x 11.8 x 34.3 in)
Ablagekörbe / Baskets	hm 500 K	2	270 x 570 x 270 mm (10.6 x 22.4 x 10.6 in)
	hm 200 K	5	150 x 230 x 125 mm (5.9 x 9.1 x 4.9 in)
Konsole für Sterilgutbehälter / Holder for sterilized goods containers		3	290 x 640 x 80 mm (11.4 x 25.2 x 3.1 in)
Konsole für Sterilgutbeutel / Holder for sterilized goods packets		2	255 x 410 x 75 mm (10.0 x 16.1 x 3.0 in)
		2	205 x 320 x 75 mm (8.1 x 12.6 x 3.0 in)
Buchstütze / Book end		2	170 x 290 x 180 mm (6.7 x 11.4 x 7.1 in)
Gesamtabmessungen / Overall dimensions (ohne Buchstützen / without book end)			1500 x 800 x 1800 mm (59.0 x 31.5 x 70.9 in)
Gesamtabmessungen / Overall dimensions (mit Buchstützen / with book end)			1500 x 800 x 2000 mm (59.0 x 31.5 x 78.7 in)
Gesamtgewicht / Total weight			ca. / approx. 105 kg (232 lb)

Zubehör / Accessories

2. Abschneidevorrichtung / 2nd cutting device	hm 750 S	1	860 x 340 x 110 mm (33.9 x 13.4 x 4.2 in)
---	-----------------	---	---



*ohne Siegelgerät, Rollentisch, Folienmaterial und Container
*without sealing device, roll conveyor, packaging material and container



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical alterations

Oktober 2009 9.334.048 Printed in Germany
10/09 / 0 / WRB



hawo

hawo GmbH · Obere Au 2-4 · 74847 Obrigheim / Germany
T +49 (0)6261 9770-0 · F +49 (0)6261 9770-69
info@hawo.com · www.hawo.com