


CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia/Size	1	2	3	4	5	6
circonferenza vita 66066 66067	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
circonferenza vita 66064 66069 66070 66164	65-85	80-100	90-110	100-120	110-130	130-150

REF.	CODICE	ARTICOLO	ALTEZZA
	66064	Traspirante	27 cm
	66066	Leggera poliestensiva cotone	27 cm
	66067	Jolly a 3 strisce unite	27 cm
	66069	Hospital	20 cm
	66070	Hospital a 3 strisce unite	27 cm
	66164	Traspirante a doppia chiusura	27 cm

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



Art. 66164



Art. 66164

FLEXA

Art. 66070



Art. 66077



Caratteristiche

Hanno la funzione di favorire la cicatrizzazione dei tagli chirurgici tenendo ravvicinati i lembi della ferita ed accelerando il recupero del tono della muscolatura addominale. Svolgono un'azione sinergica con i fasci muscolari nel contenimento dei visceri. Chiusura in velcro, regolabile, per un'ottima vestibilità.

Traspirante cod. 66064

Contenitiva, leggera, assicura la massima traspirazione ed ossigenazione dei tessuti accelerando i processi di guarigione delle ferite. Ideale nelle stagioni calde. Ha una struttura in tessuto a maglie larghe distribuite su 35 righe orizzontali, di cui circa la metà costituiscono lo spazio traspirante. La fascia si adatta perfettamente alle forme del corpo. Scudo ampio in cotone. Chiusura in velcro a banda unica. Altezza cm 27. Realizzata in tessuto di cotone, gomma, poliammide e poliester.

Traspirante a doppia chiusura cod. 66164

La fascia post-operatoria mille righe in cotone garantisce un'alta traspirazione. L'elasticità differenziata, dona libertà di movimento favorendo un'azione di sostegno. Può essere un valido aiuto dopo interventi chirurgici per ripristinare la tonicità muscolare. Grazie ad un sistema di chiusure a doppie bande incrociate, estremamente pratico e funzionale, sono garantite un'estrema facilità di chiusura ed ampia possibilità di regolare la tensione elastica desiderata. Altezza cm 27. Realizzata in tessuto di cotone, nylon ed elastam.

Leggera cod. 66066

Poliestensiva, leggera, anallergica per una alta percentuale di cotone, morbida e delicata sulla pelle. Ampio scudo in cotone. Chiusura in velcro a banda unica con ampia regolazione. Altezza cm 27. Realizzata in tessuto di cotone, in alta percentuale poliammide ed elastam.

Jolly cod. 66067

Monoestensiva di media contenitività, ha una struttura a tre strisce continue, senza alcuna cucitura, unite a telaio. È anatomica mediante una sciancratura aperta verso il basso per dare una perfetta aderenza al corpo ed una uniformità di contenimento sia circolarmente che verticalmente. Internamente è felpata e morbida. Scudo largo in puro cotone. Altezza cm 27. Realizzata in tessuto di cotone, gomma, poliammide e poliester.

Hospital cod. 66069

Monoestensiva, senza sagomatura, struttura a una striscia continua, senza cucitura, scudo in cotone, chiusura in velcro a banda unica. Altezza cm 20. Realizzata in tessuto di cotone, gomma, poliammide e poliester.

Hospital cod. 66070

Monoestensiva, senza sagomatura, struttura a tre strisce continue, unite senza cucitura, in un unico pannello orizzontale, scudo in cotone, chiusura in velcro a banda unica. Altezza cm 27. Realizzata in tessuto di cotone, gomma, poliammide e poliester.



Art. 66067



Art. 66067

Indicazioni

Dopo interventi chirurgici, parto, ernie ombelicali, sventramenti e prolassi.

Colori

161 bianco

