


Produktkatalog / Product Catalogue

Sauerstoffmasken | oxygen masks | Venturi Masken mit Adaptersatz | Venturi masks with adapter sets | Sauerstoff Sicherheitsschlauche | oxygen sure flow tubing | Nasenbrillen | nasal cannulas | Zubehör | accessories | Atemgasbefeuchter | humidifier | Sauerstoff-Flaschenminderer | oxygen pressure reducer | Wasserfalle | water trap | Flaschenfahrgestell | cylinder trolley | Aerosolmasken | aerosol masks | Vernebler | nebulizer | Vernebler Sets | nebulizer sets | »Wonder-Vernebler«-Sets | »wonder nebulizer«-sets | »Standard-Vernebler«-Sets | »standard-nebulizer«-sets | Produkte für Beatmung/Anästhesie | products for



Filtration und Erwärmung/Befeuchtung | filtration and HMEF | elektrostatische Filtration | electrostatic filtration | Barrierbac | Sterivent | Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator | maxipleat for oxygen-concentrator | Gas/Airfilter für Sauerstoff-Konzentrator | gas/airfilter for oxygen-concentrator | Bactiguard



Vernebler | Beatmungsschläuche | Gelenkarme | support arms | Schlauchhaltergerät | tubing support arms | EKG-Gelenkarm | EKG-flex-Elbow | Projekt | PulmoCar AC | PulmoCar ACCU | VacuMaster respiration




Filtration und Erwärmung/Befeuchtung | filtration and HMEF | elektrostatische Filtration | electrostatic filtration | Barrierbac | Sterivent | Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator | maxipleat for oxygen-concentrator | Gas/Airfilter für Sauerstoff-Konzentrator | gas/airfilter for oxygen-concentrator | Bactiguard



für Vernebler | bactiguard for nebulizer | Beatmungsschläuche | Gelenkarme | support arms | Schlauchhaltergerät | tubing support arms | EKG-Gelenkarm | EKG-flex-Elbow | Projekt | PulmoCar AC | PulmoCar ACCU | VacuMaster respiration und Erwärmung/Befeuchtung | filtration and HMEF




hygrobac | Elektrostatische Filtration | electrostatic filtration | Barrierbac | Sterivent | Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator | maxipleat for oxygen-concentrator | Gas/Airfilter für Sauerstoff-Konzentrator | gas/airfilter for oxygen-concentrator | Bactiguard



Schlauchhalterarme für Beatmungsgerät | tubing support arms | EKG-Gelenkarm | EKG-flex-Elbow | Kleingeräte | portable units | Projekt | PulmoCar AC | PulmoCar ACCU | VacuMaster respiration therapy/anaesthesia | Filtration und Erwärmung/Befeuchtung | filtration and HMEF

hygrobac | Elektrostatische Filtration | electrostatic filtration | Barrierbac | Sterivent | Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator | maxipleat for oxygen-concentrator | Gas/Airfilter für Sauerstoff-Konzentrator | gas/airfilter for oxygen-concentrator | Bactiguard



Inhalt / Summary



NMZ





Sauerstofftherapie / Oxygen Therapy

- 1.1 Sauerstoffmasken / Oxygen Masks
- 1.2 Nasenbrillen / Nasal Cannulas
- 1.3 Tracheostomiamasken / Tracheostomy masks
- 1.4 O₂-Sicherheitsschläuche / O₂-sure flow tubing
- 1.5 Zubehör / Accessories




Aerosoltherapie / Aerosol Therapy

- 2.1 Aerosolmasken / Aerosol masks
- 2.2 Vernebler + Vernebler Sets / Nebulizer + Nebulizer sets



Produkte für Beatmung / Anästhesie Products for Respiratory Therapy / Anaesthesia

- 3.1 Anästhesiemasken / Anaesthesia masks
- 3.2 Anästhesie-/Beatmungssysteme / Anaesthesia-/Respiratory systems
- 3.3 Filtration & Erwärmung/Befeuchtung / Filtration and HMEF
- 3.4 Elektrostatische Filtration / Electrostatic filtration
- 3.5 Mechanische Filtration / Mechanical filtration
- 3.6 Zubehör / Accessories



Gelenkarme / Support Arms

- 4.1 Gelenkarme / Support Arms




Diverse Geräte

- 5.1 Geräte für Aerosoltherapie, Absauggeräte



Sauerstofftherapie / Oxygen Therapy



01

1.1 Sauerstoffmasken / Oxygen masks

Sauerstoffmasken für Erwachsene und Kinder, unterhalb des Kinns abschließend. Besonders weich, angenehm beim Tragen, mit Gummiband, Nasenclip und Standardkonnektor. Einzeln hygienisch verpackt. / Under-the-chin-O₂-masks feature soft, smooth vinyl and an adjustable nose clip. Adult and pediatric sizes available. Packed clean but not sterile.

Sauerstoffmasken mittlere Konzentration / Oxygen masks medium concentration

1040 | 1042 ☰ 50/VE · 50/cs **OCTURNO**

1040 Sauerstoffmaske für Erwachsene / Oxygen mask, adult size

1042 1040 in Kindergröße / 1040 in pediatric size

1041 | 1043 ☰ 50/VE · 50/cs **OCTURNO**

1041 Sauerstoffmaske für Erwachsene mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Oxygen mask, adult size and 2.10 m O₂-sure flow tubing

1043 1041 in Kindergröße / 1041 in pediatric size

Sauerstoffmasken hohe Konzentration / Oxygen masks high concentration

1085 | 1086 ☰ 25/VE · 25/cs **OCTURNO**

1085 Erwachsenen-Teilrückatmungs- maske mit Reservoirbeutel und 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Oxygen mask, rebreathing, adult size with bag and 2.10 m O₂-sure flow tubing

1086 1085 in Kindergröße / 1085 in pediatric size



1040



1041



1085

1.1 Sauerstoffmasken / Oxygen masks



1095

Sauerstoffmasken hohe Konzentration / Oxygen masks high concentration

1095 | 1096 25/VE · 25/cs

1095 Erwachsenenmaske ohne Rückatmung, Einweg-ventil am Reservoirbeutel, Rückschlagventil an jeder Ausgangsöffnung, mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Oxygen mask, non-rebreathing, adult size, with bag, check valve, safety vents closed and 2.10 m O₂-sure flow tubing

1096 1095 in Kindergröße / 1095 in pediatric size

1097 50/VE · 50/cs

Hyperventilationsmaske / Hyperventilation mask



1710

Venturi-Masken mit Adaptersatz / Venturi masks with adapter set

1710 | 1711 25/VE · 25/cs

1710 Erwachsenenmaske mit 6 Venturi-Adaptoren, 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch und 15 cm Faltenschlauch / Adult mask with 6 Venturi diluters, 2.10 m O₂-sure flow tubing and 15 cm flex tubing

1711 1710 in Kindergröße / 1710 in pediatric size



1712

1712 | 1713 25/VE · 25/cs

1712 Erwachsenenmaske mit variablem Diluter 24 – 60%, mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch und 15 cm Faltenschlauch / Adult mask with variable diluter 24 – 60%, 2.10 m O₂-sure flow tubing and 15 cm flex tubing

1713 1712 in Kindergröße / 1712 in pediatric size

Venturi-Adapter / Venturi diluters O₂-Flow l.p.m Total-Flow l.p.m

| | | | |
|------|-----------------|---|----|
| 24 % | blau / blue | 2 | 51 |
| 28 % | weiß / white | 4 | 44 |
| 31 % | orange / orange | 6 | 47 |

Venturi-Adapter / Venturi diluters O₂-Flow l.p.m Total-Flow l.p.m

| | | | |
|------|---------------|----|----|
| 35 % | gelb / yellow | 8 | 45 |
| 40 % | rot / red | 8 | 41 |
| 50 % | rosa / pink | 12 | 32 |

1.2 Nasenbrillen / Nasal cannulas

Bedingt durch die weichen Nasenkatheter und den perfekten anatomischen Sitz wird ein maximaler Tragekomfort gewährleistet. Lieferbar mit oder ohne Sauerstoff-Sicherheitsschlauch. Einzeln hygienisch verpackt. / Soft tips and a perfect styling provides a comfortable seat. Available with or without oxygen sure flow tubing. Packed clean but not sterile.

1010 100/VE · 100/cs

Nasenbrille für Erwachsene / Nasal cannula, adult size

1012 50/VE · 50/cs

Nasenbrille für Erwachsene, mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Nasal cannula, adult size, with 2.10 m O₂-sure flow tubing

1012-5 25/VE · 25/cs

Nasenbrille für Erwachsene, mit 5 m O₂-Sicherheitsschlauch / Nasal cannula, adult size, with 5 m O₂-sure flow tubing

1013 | 1014 50/VE · 50/cs

1013 Nasenbrille für Kinder, mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Nasal cannula, pediatric size with 2.10 m O₂-sure flow tubing


1014 Nasenbrille für Säuglinge, mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Nasal cannula, infant size with 2.10 m O₂-sure flow tubing

1600 | 1601 | 1602 50/VE · 50/cs

1600 Nasenbrille »Salter Labs« für Erwachsene, mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Nasal cannula »Salter Labs«, adult size, with 2.10 m O₂-sure flow tubing

1601 Nasenbrille »Salter Labs« für Säuglinge, mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Nasal cannula »Salter Labs«, infant size, with 2.10 m O₂-sure flow tubing

1602 Nasenbrille »Salter Labs« für Kinder, mit 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Nasal cannula »Salter Labs«, pediatric size, with 2.10 m O₂-sure flow tubing



1010



1010



1013 | 1014



1600

1.3 Tracheostomienmasken / Tracheostomy masks



1045

Eine um 360° schwenkbarer Schlauchanschluss ermöglicht den Zugang von jeder Seite des Patienten. Der spezielle Bügelclip am Gummiband bietet äußersten Komfort bei An- und Ablegen der Maske. / Tubing connector swivels 360° and permits access from either side of the patient. Special strap clip allows mask to be placed and removed with minimal disturbance to the patient.

1045 | 1046 50/VE · 50/cs

OCTURNO

1045 Tracheostomienmaske für Erwachsene /
Tracheostomy mask, adult size

1046 Tracheostomienmaske für Kinder /
Tracheostomy mask, pediatric size

1.4 O₂-Sicherheitsschläuche / O₂-sure flow tubing



1115 | 1120

Weiches, flexibles Material mit beidseitigen Vinyl-Standard-konnektoren. Knicksicher durch spezielles Innenlumen. Einzeln hygienisch verpackt. / Soft, flexible vinyl with standard end pieces that fits most adapters. This tubing features a non crushable interior design. Packed clean, but not sterile.

1110 20/VE · 20/cs

OCTURNO

1110 Länge / length: 10,00 m

1114 | 1115 | 1118 50/VE · 50/cs

OCTURNO

1114 Länge / length: 1,05 m

1115 Länge / length: 2,10 m

1118 Länge / length: 4,20 m

1119 25/VE · 25/cs

OCTURNO

1119 Länge / length: 7,50 m

1120 15/VE · 15/cs

OCTURNO

1120 Länge / length: 15,00 m

1.5 Zubehör / Accessories

Atemgasbefeuchter mit DISS O₂ weiblicher Anschluss / Humidifier with DISS O₂ female connector

1003 | 1004 50/VE · 50/cs

OCTURNO

Hochleistungs-befeuchter, Sicherheitsventil, 300 ccm maximum Füllungs-Level. Einweg-Artikel.

High performance diffuser, audio pop-off valve, 300 cc working volume capacity at maximum fill line. Single patient use, disposable.

1003 Bubble-Befeuchter mit Plastikmutter /
Bubble-humidifier with plastic nut

1004 Bubble-Befeuchter mit Metallmutter /
Bubble-humidifier with metal nut



1003



1004

Konnektoren / Connectors

1005 | 5100 | 1006 50/VE · 50/cs

OCTURNO

1005 Schlauchnippel, grün DISS O₂ (weiblich) /
Tubing nipple, green DISS O₂ (female)

5100 Verbinder für O₂-Schläuche / Connector for oxygen tubing

1006 Konnektor, weiß DISS O₂ (männlich) für Anfeuchter-Systeme /
Connector, white DISS O₂ (male) for Bubble-humidifier



1005 | 5100 | 1006

6000 | 6001 | 6002

Flaschendruckminderer mit integriertem Flowmeter. Geprüft und zugelassen für Sauerstoffflaschen mit einem Fülldruck von 200 bar. Der Ausgangsdruck ist werkseitig auf 1,7 bar eingestellt. Der Sauerstoffflow ist je nach Modell einstellbar bis 15 l pro Minute.

Pressure reducer with integrated flowmeter. Proofed and certified for O₂-bottles up to filling-pressure of 200 bar. Flow-pressure of 1.7 bar adjusted by factory. O₂-flow adjustable up to 15 lpm depending on type.

6000 Mit Mengenmanometer 0 – 10 l einstellbar, Anschlussbolzen verlängert (8,5 cm), links / Flowmeter adjustable from 0 lpm to 10 lpm, Cylinder connector on LH side, 8.5 cm long

6001 Mit Mengenmanometer 2 – 15 l einstellbar, Anschlussbolzen verlängert (8,5 cm), links / Flowmeter adjustable from 2 lpm to 15 lpm, Cylinder connector on LH side, 8.5 cm long

6002 Mit Mengenmanometer 2 – 15 l einstellbar, Anschlussbolzen rechts, kurze Ausführung / Flowmeter adjustable from 2 lpm to 15 lpm, Cylinder connector on RH side, short version



6000



6002

Info

For countries outside Germany, please ask for our regulators with non-DIN cylinder connectors.

Wasserfalle / Water trap

64597

10/VE · 10/cs

Wasserfalle für O₂-Sicherheitsschläuche / Watertrap for O₂-sure flow tubings



64597

7/2

1/VE · 1/cs

Flaschenfahrgestell für 10 oder 11-Liter-Flasche, zerlegbar / Cylinder trolley for german style 10 or 11-liter cylinder, detachable



7/2

Steriles Wasser / Sterile water for irrigation

B-5000

6/VE · 6/cs

Steriles Wasser, 1 ltr, in Ecotainer / Sterile water, 1 ltr, in Ecotainer

B-5000 Sterilwasser für Sauerstofftherapie, 1 ltr / Sterile water for oxygen therapy, 1 ltr



B-5000

1.5 Zubehör / Accessories

RCI 400340



Aquapak / Aquapak

RCI 400340 20/VE · 20/cs

Sterilwasser 340 ml + Adapter / Sterile water 340 ml + adapter

RCI 400650 10/VE · 10/cs

Sterilwasser 650 ml + Adapter / Sterile water 650 ml + adapter

RCI 013 1/VE · 1/cs

Universalhalterung für Aquapak / Bracket for Aquapak


1.5 Zubehör / Accessories

Peak Flow Meter / Peak flow meter

T-5010 | T-5020 1/VE · 1/cs

T-5010 MINI-BELL für Erwachsene / MINI-BELL, adult range

T-5020 MINI-BELL für Kinder / MINI-BELL, pediatric range



2221



Respiflo / Respiflo

2221 20/VE · 20/cs

Sterilwasser 325 ml + Adapter / Sterile water 325 ml + adapter

2610 15/VE · 15/cs

Sterilwasser 600 ml + Adapter / Sterile water 600 ml + adapter

Respiflo VS 5000 / Respiflo VS 5000

719033 | 719017 1/VE · 1/cs

719033 Volumetrieübungsgerät für Erwachsene
Volumetric Exerciser, adult range

719017 Volumetrieübungsgerät für Kinder
Volumetric Exerciser, pediatric range



22600



VRP1 Flutter / VRP1 Flutter

22600 1/VE · 1/cs

Pneumologisches Physiotherapiegerät* zur Pneumonieprophylaxe.
Effizientes Lösen von Bronchialschleim, einfache Handhabung durch das mechanische Percussionprinzip. Leicht zu reinigen in der Klinik als auch zu Hause. Verringert Dyspnoen. / Pneumatic physiotherapy equipment*.
Physical therapy device for pneumonia prophylaxis. For efficient release of bronchial phlegm. Simple handling throughout mechanical percussion. Easy to clean in hospital and at home. Reduces dispnoe. Does not load the medical budget.

*verordnungsfähig / Available on prescription

Info

Kundenspezifische Konfigurationen aller Octurno Produkte sowie OEM-Versionen oder private Label sind auf Anfrage möglich. / Customer specific configurations of all Octurno products possible as well as OEM-versions or private label on request.

719017



Aerosoltherapie / Aerosol Therapy



02

2.1 Aerosolmasken / Aerosol masks

Aerosolmasken für Erwachsene und Kinder, unterhalb des Kinns abschließend. Besonders weich, angenehm beim Tragen, mit Gummiband, Nasenclip und Konnektor 22 mm, männlich. Einzeln hygienisch verpackt.

Under-the-chin aerosol masks feature soft, smooth vinyl and an adjustable nose clip and connector 22 mm, male. Adult and pediatric size available. Packed clean but not sterile.

1083 | 1080

50/VE · 50/cs

1083 Für Erwachsene / Adult size

1080 Für Kinder / Pediatric size

OCTURNO



2.2 Vernebler + Vernebler Sets / Nebulizer + Nebulizer sets

Unsere Vernebler und Sets bieten Ihnen eine große Produktauswahl für die verschiedensten Anwendungsbereiche an. Sie wurden im Hinblick auf die Handhabung und Reinigung besonders patientenfreundlich konstruiert. Der »Wonder-Vernebler« bietet konstante Leistung sowohl in senkrechter als auch in schräger Position. Beide Vernebler, der »Standard« als auch der »Wonder«, überzeugen durch eine sehr gute Verneblerleistung. Auf Wunsch senden wir Ihnen Datenblätter über die Partikelgröße zu.

Our hand held nebulizers and kits offer great product selection and effectiveness for all applications. Patient designed for easy assembly and cleaning. The »Wonder-Nebulizer« operates upright or at an angle. Both nebulizers, the »Standard« as well as the »Wonder« producing fine dense mist and high output. Particle size datasheets on request.

Aerosol-Masken mit »Wonder-Vernebler« /
Aerosol-masks and »Wonder-Nebulizer«

1083 | 1080

50/VE · 50/cs

1083-00 Für Erwachsene / Adult size


1080-00 Für Kinder / Pediatric size

OCTURNO



2.2 Vernebler + Vernebler Sets / Nebulizer + Nebulizer sets

»Wonder-Vernebler«-Sets / »Wonder-Nebulizer« sets



1805

1805 | 1807 | 1806 | 1809

50/VE · 50/cs

OCTURNO

1805 Aerosol Maske für Erwachsene, »Wonder-Vernebler«, 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Aerosol-mask, adult size and »Wonder Nebulizer«, 2.10 m O₂-sure flow tubing

1807 Aerosol Maske für Kinder, »Wonder-Vernebler«, 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Aerosol-mask, pediatric size and »Wonder-Nebulizer«, 2.10 m O₂-sure flow tubing

1806 T-Stück, Mundstück »Wonder-Vernebler«, 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / T-piece, mouthpiece »Wonder-Nebulizer«, 2.10 m O₂-sure flow tubing

1809 T-Stück, Mundstück »Wonder-Vernebler«, 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch, 15 cm Faltschlauch / T-piece, mouthpiece »Wonder-Nebulizer«, 2.10 m O₂-sure flow tubing, 15 cm flex tubing



1806

»Standard-Vernebler«-Sets / »Standard-Nebulizer« sets



1705

1705 | 1707 | 1405

50/VE · 50/cs

OCTURNO

1705 Aerosol Maske für Erwachsene, »Standard-Vernebler«, 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Aerosol-mask, adult size and »Standard-Nebulizer«, 2.10 m O₂-sure flow tubing

1707 Aerosol Maske für Kinder, »Standard-Vernebler«, 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / Aerosol-mask, pediatric size and »Standard-Nebulizer«, 2.10 m O₂-sure flow tubing

1405 T-Stück, Mundstück »Standard-Vernebler«, 2,10 m O₂-Sicherheitsschlauch / T-piece, mouthpiece »Standard-Nebulizer«, 2.10 m O₂-sure flow tubing



1405

2.2 Vernebler + Vernebler Sets / Nebulizer + Nebulizer sets

Vernebler / Nebulizer

1800 | 1402

50/VE · 50/cs

OCTURNO

1800 »Wonder-Vernebler« / »Wonder-Nebulizer«

1402 »Standard-Vernebler« / »Standard-Nebulizer«



1800 | 1402

Zubehör / Accessories


1302 | 1303

50/VE · 50/cs

OCTURNO

1302 T-Stück / T-piece anti drool

1303 Mundstück (universal) / Mouthpiece (universal)



1302 | 1303

Info

Kundenspezifische Konfigurationen aller Octurno Produkte sowie OEM-Versionen oder private Label sind auf Anfrage möglich. / Customer specific configurations of all Octurno products possible as well as OEM-versions or private label on request.

Produkte für Beatmung / Anästhesie
Products for Respiratory Therapy / Anaesthesia



03

3.1 Anästhesiemasken / Anaesthesia masks

Weich und anpassungsfähig für alle Gesichtsformen. Mit geringem Druck sicher abschließend. Durch die Transparenz lassen sich z.B. Aspirationen frühzeitig erkennen. / Soft and flexible means a perfect fit for all sizes of patient. Crystal clear mask allows for excellent visualization of the patients face.

1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906  30/VE · 30/cs

- 1901 Anästhesiemaske, Gr. 1 / Anaesthesia mask, Size 1
- 1902 Anästhesiemaske, Gr. 2 / Anaesthesia mask, Size 2
- 1903 Anästhesiemaske, Gr. 3 / Anaesthesia mask, Size 3
- 1904 Anästhesiemaske, Gr. 4 / Anaesthesia mask, Size 4
- 1905 Anästhesiemaske, Gr. 5 / Anaesthesia mask, Size 5
- 1906 Anästhesiemaske, Gr. 6 / Anaesthesia mask, Size 6






3.2 Anästhesie-/Beatmungssysteme / Anaesthesia-/Respiratory systems


5017A1002 | 5017A1000  15/VE · 15/cs

- 5017A1002 Anästhesie-System aus Faltenschlauch (PE 22 mm, Schlauchlänge: 1,50 m) / Anaesthesia system: (PE 22 mm, 1.50 m corr tube)
- 5017A1000 Komplettes Anästhesie-System aus 150 cm Faltenschlauch mit Zusatzschlauch und 2 l-Atembeutel / Complete anaesthesia system (150 cm corr tube) with a 2 litre breathing bag and an additional tube







Faltenschlauch / Corrugated tubing



Atembeutel / Breathing bag



Y-Stück / Y-piece



Details

3.2 Anästhesie-/Beatmungssysteme / Anaesthesia-/Respiratory systems



5017A13316



5017A13324

Narkose-Set »Vario« / Anaesthesia set »Vario«

5017A13316 | 5017A13324 50/VE · 50/cs

5017A13316 Ausziehbares Anästhesie-System, Schläuche längenvariabel (70 – 225 cm) / Extendible anaesthesia system, lengthen-variable tubes (70 – 225 cm)

100/VE · 100/cs

5017A13324 Ausziehbares Anästhesie-System mit Winkel-Adapter, Y-Stück und Schläuchen, längenvariabel (70 – 225 cm), Atembeutel (2 Liter) mit Schlauch (35 – 112 cm) / Extendible anaesthesia system with Elbox connector, Y-piece, lengthen-variable hoses (70 – 225 cm) and a 2 litre breathing bag with tubes (35 – 112 cm)

Info


Kundenspezifische Konfigurationen aller Octurno Produkte sowie OEM-Versionen oder private Label sind auf Anfrage möglich. / Customer specific configurations of all Octurno products possible as well as OEM-versions or private label on request.

Details

Ausziehbarer Schlauch / Extendible tube



Y-Stück / Y-piece



Atembeutel / Breathing bag



3.2 Anästhesie-/Beatmungssysteme / Anaesthesia-/Respiratory systems

5016DA1000 15/VE · 15/cs

Beatmungssystem »Spiralschlauch« (innen glatt), 4 x 80 cm und 1 x 40 cm, Tubusverlängerung, Wasserfallen / Respiratory system »spiral tube« (smooth on the inside), 4 x 80 cm and 1 x 40 cm, catheter mount, watertraps



5016DA100

Koaxial-Beatmungs-/Anästhesie-System / Coaxially set

5017K6006 30/VE · 30/cs

Doppelschlauchset für Anästhesie und Beatmung (150 cm) / Double tubing set for anaesthesia and respiratory systems (150 cm)




5017K6006

Details


Spiralschlauch / Spiral tube



Wasserfalle / Watertrap



Y-Stück / Y-piece



Tubusverlängerung / Catheter mount

3.2 Anästhesie-/Beatmungssysteme / Anaesthesia-/Respiratory systems

Die Schläuche können in den Bereichen Beatmung, Anästhesie und CPAP eingesetzt werden. Sie besitzen trotz geringem Gewicht eine hohe Stabilität. Die glatten Innenflächen gewährleisten neben einem optimalen Durchfluss eine rückstandsfreie Reinigung. Selbst bei starker Krümmung wird der Flow nicht unterbrochen. / The tubings can be used for respiratory therapy, anaesthesia and CPAP. They possess a high stability despite small weight. The smooth inner surfaces ensure a arrears-free cleaning apart from an optimal flow. Even in case of strong curvature the flow is not interrupted.



280/7972

Beatmungsschläuche / Tubing for artificial respiration

TYP 280 1/VE · 1/cs

Schlauch 22 mm, Polyester-Elastometer (Hytrel), autoklavierbar, mit Silikon-Muffen, einzeln hygienisch verpackt / Tube 22 mm diameter, Hytrel, autoclavable, with silicone cuffs, individually hygienically packs

| | |
|----------|------------------------|
| 280/7970 | 400 mm Länge / length |
| 280/7971 | 600 mm Länge / length |
| 280/7972 | 800 mm Länge / length |
| 280/7973 | 1000 mm Länge / length |
| 280/7974 | 1200 mm Länge / length |
| 280/7975 | 1500 mm Länge / length |
| 280/7976 | 1800 mm Länge / length |

Silikon-Beatmungsschlauch (22 mm), autoklavierbar / Silicon tubing for artificial respiration (22 mm), autoclavable


Transparent blau / transparency blue 1/VE · 1/cs

| | |
|-----------|------------------------|
| 019-600B | 600 mm Länge / length |
| 019-850B | 850 mm Länge / length |
| 019-900B | 900 mm Länge / length |
| 019-1000B | 1000 mm Länge / length |
| 019-1100B | 1100 mm Länge / length |




Transparent / transparency 1/VE · 1/cs

| | |
|----------|------------------------|
| 019-600 | 600 mm Länge / length |
| 019-850 | 850 mm Länge / length |
| 019-900 | 900 mm Länge / length |
| 019-1000 | 1000 mm Länge / length |
| 019-1100 | 1100 mm Länge / length |



Blau



Transparent

3.3 Filtration & Erwärmung/Befeuchtung / Filtration and HMEF

352/5805 | 352/5877 | 355/5430 25/VE · 25/cs

352/5805 Hygrobac (22F/15M – 22M/15F)
Elektrostatische Filtration mit hydrophober Membran und hygroskopischem HME, Totraum 95 mls, Feuchtrückführung: > 33 mg H₂O/l, Bakterien- und Virenfiltration: 99,999 % / Electrostatic filtration with hydrophobic membrane and HME, compressible volume 95 mls, resistance to flow: > 33 mg H₂O/l, 99.999 % efficiency

352/5877 Hygrobac-S (22F/15M – 22M/15F)
Elektrostatische Filtration mit hydrophober Membran und hygroskopischem HME, Totraum 45 mls, Feuchtrückführung: > 30 mg H₂O/l, Bakterien- und Virenfiltration: 99,99 % / Electrostatic filtration with hydrophobic membrane and HME, compressible volume 45 mls, resistance to flow: > 30 mg H₂O/l, 99.99 % efficiency

355/5430 Hygroboy (22F/15M – 22M/15F)
Elektrostatische Filtration mit hydrophober Membran und hygroskopischem HME, Totraum 25 mls, Feuchtrückf.: > 32 mg H₂O/l / TV 250 ml, Bakterien- und Virenfiltration: 99,99 % / Electrostatic filtration with hydrophobic membrane and HME, compressible volume 25 mls, resistance to flow: > 32 mg H₂O/l / TV 250 ml, 99.99 % efficiency



352/5805



352/5877



355/5430


355/5427 25/VE · 25/cs

355/5427 Hygrobaby (15M – 15F)
Elektrostatische Filtration mit hydrophober Membran und hygroskopischem HME, Totraum 8 mls, Feuchtrückf.: > 30 mg H₂O/l / TV 50 ml, Bakterien- und Virenfiltration: 99,99 % / Electrostatic filtration with hydrophobic membrane and HME, compressible volume 8 mls, resistance to flow: > 30 mg H₂O/l / TV 50 ml, 99.99 % efficiency



355/5427

3.4 Elektrostatische Filtration / Electrostatic filtration




350/5422

350/5422 | 350/5879 25/VE · 25/cs

350/5422 Barrierbac (22F/15M – 22M/15F)
Hydrophobe Membran, Totraum 99 mls, Bakterien- und Virenfiltration: 99,999 % / Hydrophobic membrane, compressible volume 99 mls, 99.99 % efficiency

350/5879 Barrierbac-S (22F/15M – 22M/15F)
Hydrophobe Membran, Totraum 35 mls, Bakterien- und Virenfiltration: 99,99 % / Hydrophobic membrane, compressible volume 35 mls, 99.99 % efficiency



350/5879

3.5 Mechanische Filtration / Mechanical filtration




351/5410

351/5410 | 351/5856 25/VE · 25/cs

351/5410 Sterivent (22F/15M – 22M/15F)
Hydrophobe Membran, Totraum 92 mls, Bakterien- und Virenfiltration: 99,9999 % / Hydrophobic membrane, compressible volume 92 mls, 99.9999 % efficiency

351/5856 Sterivent (22F – 22M)



351/5878

351/5878 | 351/5834 25/VE · 25/cs

351/5878 Sterivent-S (22F/15M – 22M/15F)
Hydrophobe Membran, Totraum 62 mls, Bakterien- und Virenfiltration: 99,9999 % / Hydrophobic membrane, compressible volume 62 mls, 99.9999 % efficiency

351/5834 Sterivent (22F – 22M/15F)


3.6 Zubehör / Accessories

6888 | 2001 50/VE · 50/cs

6888 Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator (22F – 22M)
Verwendbar für toxische Medikamentenverneblung, hydrophobe Membran, Bakterien- und Virenfiltration: 99,9999 % /

Maxipleat for Oxygen-concentrator (22F – 22M)
High efficiency, suitable for toxic drug nebulization, hydrophobic membrane, 99.9999% efficiency, no venting tube necessary, individually tested to BS3928, tested to 23 nm, 1 nm = 1/1000 of a micron

2001 Bactiguard für Vernebler (22F – 22M) /
Bactiguard for Nebulizer (22F – 22M)
Bakterien- und Virenfiltration: 99,99 % / 99.99 % efficiency



6888



2001

Gas/Airfilter für O₂-Konzentrator (4 – 7 mm konisch) /
Gas/Airfilter for Oxygen-concentrator (4 – 7 mm conical)

2000-06 50/VE · 50/cs

Gas- und Luftfiltration, Bakterien- und Virenfiltration 99,999 % /
Gas and air filtration, venting, barrier, 99.999 % efficiency



2000-06

Gelenkarme / Support Arms



04

4.1 Gelenkarme / Support arms

Schlauchhaltearme für Beatmungsgerät / Tubing support arms

5012

5012 Kurze Version mit Kunststoffgelenken und lange Version mit Metallgelenken. Lieferbar in verchromter Ausführung oder Leichtmetall. / Tubing support arms for ventilators may be purchased in a short version equipped with plastic joints or a longer version along with metal ones. It may be acquired in a chrome or light metal material.



5012

5020

5020 EKG-Gelenkarm mit Kabelhalter montiert /
ECG flexarm mounted with cable support

Info

Alle obigen Arme können in Sonderausführung auch für Ihre speziellen Einsatzzwecke hergestellt werden. /
All the above arms can be offered in modified versions to suit with your specific needs.



5020

Diverse Geräte



05

5.1 Diverse Geräte

Projet Ultraschallvernebler

A1000

A1000 Wirksam, schnell und geräuschlos. Dank der Ultraschall-technologie gewährt Projet eine optimale Aerosoltherapie.

Zubehör

38051.00 Medikamentenbehälter (15 Stück / Karton)

38052.00 Verbindungsschlauch Faltenschlauch (6 Stück / Box)
für Projet »neu« Version mit Tasche

38051.20 Maske für Erwachsene (6 Stück / Beutel)

38051.30 Maske für Kinder (6 Stück / Beutel)

38051.40 Mundstück (6 Stück)



A1000

PulmoCar AC | PulmoCar ACCU Kompressorvernebler

P1010 | P1020

P1010 Transportabler Vernebler zur Anwendung im Auto oder zu Hause (240 Volt / 12 Volt)

P1020 Transportabler Vernebler zur Anwendung im Auto, zu Hause oder an Plätzen ohne Stromversorgung (Akku / 12 Volt)

Zubehör

471.000 MB2 Vernebler Set (Vernebler MB2, Mundstück, Nasenstück, T-Stück), autoklavierbar


S00001 Austauschset (Verneblerset MB2, Aerosolmaske, PVC-Schlauch)



P1020

4103

4103 Vorgefertigte Neonatale/Pediatrische Elektroden für Überwachungsmonitore



4103



Die Produkte der »Octurno« werden weltweit exklusiv von »MediTrade« vertrieben

»MediTrade« is the exclusive worldwide distributor for »Octurno« products

www.octurno.de



Rudolf-Diesel-Straße 30
D-28876 Oyten
Tel +49 (0)4207/91 75-0
Fax +49 (0)4207/80 14 67

Sauerstoffmasken | oxygen masks | Venturi Masken mit Adaptersatz | Venturi masks with adapter sets | Sauerstoff Sicherheitsschlauche | oxygen sure flow tubing | Nasenbrillen | nasal cannulas | Zubehör | accessories | Atemgasbefeuchter | humidifier | Sauerstoff-



flaschenminderer | oxygen pressure reducer | Wasserfalle | water trap | Flaschenfahrgestell | cylinder trolley | Aerosolmasken | aerosol masks | Vernebler | nebulizer | Vernebler Sets | nebulizer sets | »Wonder-Vernebler«-Sets | »wonder-nebulizer«-sets | »Standard-Ver-



nebler«-Sets | »standard-nebulizer«-sets | Produkte für Beatmung/Anästhesie | products for respiratory therapy/anaesthesia | Filtration und Erwärmung/Befeuchtung | filtration and HMEF | hygrobac | Elektrostatische Filtration | electrostatic filtration | Barrierbac |



Sterivent | Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator | maxipleat for oxygen-concentrator | Gas/Airfilter für Sauerstoff-Konzentrator | gas/airfilter for oxygen-concentrator | Bactiguard



für Vernebler | bactiguard for nebulizer | Beatmungsschläuche | Gelenkarme | support arms | Schlauchhaltearme für Beatmungsgerät | tubing support arms | EKG-Gelenkarm | EKG-flex-



arm | Kleingeräte | portable units | Projet | PulmoCar AC | PulmoCar ACCU | VacuMaster respiratory therapy/anaesthesia | Filtration und Erwärmung/Befeuchtung | filtration and HMEF | hygrobac | Elektrostatische Filtration | electrostatic filtration | Barrierbac |



Maxipleat | Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator | maxipleat for oxygen-concentrator | Gas/Airfilter für Sauerstoff-Konzentrator | gas/airfilter for oxygen-concentrator | Bactiguard



für Vernebler | bactiguard for nebulizer | Beatmungsschläuche | Gelenkarme | support arms | Schlauchhaltearme für Beatmungsgerät | tubing support arms | EKG-Gelenkarm | EKG-flex-

arm | Kleingeräte | portable units | Projet | PulmoCar AC | PulmoCar ACCU | VacuMaster respiratory therapy/anaesthesia | Filtration und Erwärmung/Befeuchtung | filtration and HMEF | hygrobac | Elektrostatische Filtration | electrostatic filtration | Barrierbac | Sterivent |



Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator | maxipleat for oxygen-concentrator | Gas/Airfilter für Sauerstoff-Konzentrator | gas/airfilter for oxygen-concentrator | Bactiguard



für Vernebler | bactiguard for nebulizer | Beatmungsschläuche | Gelenkarme | support arms | Schlauchhaltearme für Beatmungsgerät | tubing support arms | EKG-Gelenkarm | EKG-flex-



arm | Kleingeräte | portable units | Projet | PulmoCar AC | PulmoCar ACCU | VacuMaster respiratory therapy/anaesthesia | Filtration und Erwärmung/Befeuchtung | filtration and HMEF | hygrobac | Elektrostatische Filtration | electrostatic filtration | Barrierbac | Sterivent |



Maxipleat für Sauerstoff-Konzentrator | maxipleat for oxygen-concentrator | Gas/Airfilter für Sauerstoff-Konzentrator | gas/airfilter for oxygen-concentrator | Bactiguard